

Kraków, 25.08.2026 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ Z INFORMACJĄ O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA I
SKŁADANIA OFERT

dot. sprawy: 87/ZP/2026

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na: **Dostawy materiałów do sterylizacji** wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakiet nr 5, pozycja nr 1: Czy w miejsce rękawa o szerokości 50mm Zamawiający dopuści rękaw 55mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakiet nr 5: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające informację o kolorze wskaźnika po sterylizacji oraz posiadające jednoznaczny piktogram kierunku otwierania umieszczony tylko od strony folii?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści etykiety w opakowaniu po 500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakiet nr 18, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści ampulkowe testy biologiczne do tlenku etylenu z końcowym odczytem wyniku po 48h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet 3 poz.1: Czy Zamawiający dopuści do oceny test niebędący wyrobem medycznym, zgodny z normą ISO 15883-5, która to określa wymagania dotyczące skuteczności mycia oraz metody testowania myjni-dezynfektorów i ich akcesoriów stosowanych do czyszczenia wyrobów medycznych wielorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pakiet 10 poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści do oceny taśmy o szerokości 19mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Pakiet 10 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny taśmę o wymiarach 19mmx50mb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pakiet 10 poz. 4: Prosimy o odpowiedź, z której strony ma być wkładana etykieta? Z lewej czy z prawej?

Odpowiedź: Etykieta wkładana ma być z prawej strony. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy, OPZ w tym zakresie w pakiecie 10 poz. 4 (zmiany zaznaczone na czerwono).

Pytanie nr 9

Pakiet 13 poz.3: Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki w rozmiarze 400x600mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pakiet 13 poz.4: Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki w rozmiarze 420x700mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11

Pakiet 13 poz.5 : Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki w rozmiarze 600x750mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12

Pakiet 13, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek posterylizacyjnych w opakowaniu a 500sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

Pakiet 13, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek posterylizacyjnych w opakowaniu a250sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

Pakiet 13, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek posterylizacyjnych w opakowaniu a250sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

Pakiet 13, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek posterylizacyjnych w opakowaniu a100sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

Pakiet 13, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek posterylizacyjnych w opakowaniu a100sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

Pakiet 14, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny niebieskiej o gramaturze min. 57g/m² w opakowaniu 400sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Pakiet 17, poz. 1: Czy Zamawiający potwierdzi, że oczekuje fartucha w rozmiarze 87x120cm?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 19

Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Pakiet 19 poz. 1 -8

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrilowe, bezpudrowe, o podwyższonej grubości, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 13N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I Reguły 5 i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rękawice o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zvalidowaną metodą badawczą. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21

Pytanie 1 – załącznik nr 1 do SWZ – formularz cenowy – pakiet nr 3 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie testów o szybszym czasie odczytu 10 sekund oraz większej czułości na poziomie 1µg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 22

Pytanie 2 - załącznik nr 1 do SWZ – formularz cenowy – pakiet nr 10 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie plomb pakowanych po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednakże wyłącznie z przeliczeniem na ilość wymaganą przez Zamawiającego.

Pytanie nr 23

Pakiet 2, 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie Zamawiającego od wymogu rejestracji produktów jako wyroby medyczne. Wskaźniki stosowane do kontroli przebiegu procesów sterylizacji są wyrobami diagnostycznymi, a nie medycznymi, stąd nie ma konieczności ich rejestracji jako wyroby medyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Pakiet 7 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu:

Autoczytnik do inkubacji i odczytu wskaźników biologicznych szybki, superszybki lub ultraszybki do sterylizacji para wodną, tlenkiem etylenu, nadtlenkiem wodoru, formaldehydem. Autoczytnik z 12 celami o kształcie cylindrycznym. System podwójnej temperatury: Umożliwia wybór pomiędzy dwoma różnymi temperaturami inkubacji (37°C i 60°C). Umożliwia jednoczesne prowadzenie różnych czasów inkubacji, pod warunkiem, że mają one taką samą temperaturę inkubacji. Drukarka termiczna do zapisywania wyników w księdze sterylizacji. Automatyczne wykrywanie i anulowanie biologiczny wskaźnik odczyt fluorescencji Wyniki przedstawione w sposób bardziej czytelny dla użytkownika za pomocą diod "zielona" i "czerwona" oraz sygnału dźwiękowego. Autooczytnik posiada certyfikat FDA. Dostawca autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia.

Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25

Pakiet 7 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu:

Zestaw biologiczny testowy tzw PCD o szybkim odczycie do monitorowania procesów sterylizacji tlenkiem etylenu. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie na wyświetlaczu. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwująca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zestaw symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny. Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. możliwość wizualnego potwierdzenia zmiany koloru pH po 48 godzinach inkubacji. Jeśli proces sterylizacji nie powiódł się, podłoże hodowlane najpierw zmieni kolor na zielonkawy, a następnie na żółty podczas inkubacji w temperaturze 37°C, wskazując w ten sposób na obecność żywych zarodników. Jeśli proces sterylizacji przebiegnie pomyślnie, pożywka pozostanie niebieska po procesie inkubacji. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona oryginalnym certyfikatem producenta. Wskaźnik posiadający certyfikat FDA, norma 11138-1, 11138-2. Opakowanie 25 sztuk zestawów + 25 sztuk wskaźników samodzielnych.

Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26

Pakiet 7 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu:

Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do monitorowania procesów sterylizacji. Wskaźnik biologiczny z ostatecznym odczytem wyniku negatywnego 4 godziny inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwująca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną

potwierdzona oryginalnym certyfikatem producenta. możliwość wizualnego potwierdzenia zmiany koloru pH po 48 godzinach inkubacji. Jeśli proces sterylizacji nie powiódł się, podłoże hodowlane najpierw zmieni kolor na zielonkawy, a następnie na żółty podczas inkubacji w temperaturze 37°C, wskazując w ten sposób na obecność żywych zarodników. Jeśli proces sterylizacji przebiegnie pomyślnie, pożywka pozostanie niebieska po procesie inkubacji. Wskaźnik posiadający certyfikat FDA, norma 11138-1, 11138-2. Opakowanie 50 sztuk.

Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27

Pakiet 9 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu:

Autoczytnik do inkubacji i odczytu wskaźników biologicznych szybki, superszybki lub ultraszybki do sterylizacji para wodną, tlenkiem etylenu, nadtlakiem wodoru, formaldehydem. Autoczytnik z 12 celami o kształcie cylindrycznym. System podwójnej temperatury: Umożliwia wybór pomiędzy dwoma różnymi temperaturami inkubacji (37°C i 60°C). Umożliwia jednoczesne prowadzenie różnych czasów inkubacji, pod warunkiem, że mają one taką samą temperaturę inkubacji. Drukarka termiczna do zapisywania wyników w księdze sterylizacji. Automatyczne wykrywanie i anulowanie biologiczny wskaźnik odczyt fluorescencji Wyniki przedstawione w sposób bardziej czytelny dla użytkownika za pomocą diod "zielona" i "czerwona" oraz sygnału dźwiękowego. Autooczytnik posiada certyfikat FDA. Dostawca autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia

Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28

Pakiet 9 pozycja 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu:

Samodzielny wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do monitorowania procesów sterylizacji parą wodną w temperaturze 132-135°C. Ostateczny odczyt wyniku 20 minut inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Na fiolce repozyjonowalna nierwaca się naklejka z miejscem do opisu ze wskazaniem chemicznym na naklejce, z minikruszerem dodawanym do każdego opakowania testów. Kształt fiolki okrągły - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze niebieskim. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona oryginalnym certyfikatem producenta. Możliwość wizualnego potwierdzenia zmiany koloru pH po 48 godzinach inkubacji. Jeśli proces sterylizacji nie powiódł się, podłoże hodowlane najpierw zmieni kolor na zielonkawy, a następnie na żółty podczas inkubacji w temperaturze 60°C, wskazując w ten sposób na obecność żywych zarodników. Jeśli proces sterylizacji przebiegnie pomyślnie, pożywka pozostanie fioletowa po procesie inkubacji. Wskaźnik posiadający certyfikat FDA, norma 11138-1, 11138-3. W opakowaniu 50 sztuk

Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29

Pakiet 9 pozycja 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu:

Samodzielny wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do monitorowania procesów sterylizacji parą wodną w temperaturze 121-135°C. Ostateczny odczyt wyniku po 60 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Na fiolce repozyjonowalna nierwaca się naklejka z miejscem do opisu ze wskazaniem chemicznym na naklejce, z minikruszerem dodawanym do każdego opakowania testów. Kształt fiolki okrągły - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze fioletowym. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona oryginalnym certyfikatem producenta. możliwość wizualnego potwierdzenia zmiany koloru pH po 48 godzinach inkubacji. Jeśli proces sterylizacji nie powiódł się,

podłoże hodowlane najpierw zmieni kolor na zielonkawy, a następnie na żółty podczas inkubacji w temperaturze 60°C, wskazując w ten sposób na obecność żywych zarodników. Jeśli proces sterylizacji przebiegnie pomyślnie, pożywka pozostanie fioletowa po procesie inkubacji. Wskaźnik posiadający certyfikat FDA, norma 11138-1, 11138-3. W opakowaniu 50 sztuk.

Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30

Pakiet 9 pozycja 4:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu:

Samodzielny wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do monitorowania procesów sterylizacji nadtlaniem wodoru. Ostateczny odczyt wyniku 30 minut inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Na fiolce repositionowalna nierwaca się naklejka z miejscem do opisu ze wskazaniem chemicznym na naklejce, z minikruszerem dodawanym do każdego opakowania testów. Kształt fiolki okrągły - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze jasnoszarym. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona oryginalnym certyfikatem producenta. możliwość wizualnego potwierdzenia zmiany koloru pH po 48 godzinach inkubacji. Jeśli proces sterylizacji nie powiódł się, podłoże hodowlane najpierw zmieni kolor na zielonkawy, a następnie na żółty podczas inkubacji w temperaturze 60°C, wskazując w ten sposób na obecność żywych zarodników. Jeśli proces sterylizacji przebiegnie pomyślnie, pożywka pozostanie fioletowa po procesie inkubacji. Wskaźnik posiadający certyfikat FDA, norma 11138-1. W opakowaniu 50 sztuk.

Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31

Pakiet 9 pozycja 5:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu:

Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do monitorowania procesów sterylizacji nadtlaniem wodoru TYP 4, o kolistym ułożeniu substancji wskaźnikowej do zastosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu. zgodność z normą 11140-1. Posiadający certyfikat FDA. Długość wskaźnika ok. 10.5 cm. Opakowanie 250 sztuk.

Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32

Pakiet 9 pozycja 6:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu: Integrator chemiczny do monitorowania procesów sterylizacji parą wodną TYP 5, Kontrola procesów sterylizacji parowej w zakresie od 121°C do 135°C. Zaprojektowany tak, aby reagować z krytycznymi parametrami cyklu sterylizacji parowej. Integrujący pasek wskaźnikowy jest przeznaczony do umieszczenia w każdym opakowaniu. Oznaczenie norm na każdym pojedynczym wskaźniku, test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu. Odczyt na podstawie substancji przesuwnej w dwóch okienkach w różnych kolorach, okienko o długości ok. 2,5 cm, spodnia strona wskaźnika kolor srebrny. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Zgodny z normą 11140-1. Posiada certyfikat FDA. Opakowanie 250 sztuk.

Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33

Pakiet 18 pozycja 1, 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie:

Zamawiający powołuje się na zgodność testów z normą ISO 11140, która to norma dotyczy wskaźników chemicznych. Testy, o których mowa w pakiecie 19 pozycja 1 i 3 to wskaźniki biologiczne, które winny być zgodne z normą ISO 11138. Czy wobec tego nie doszło do omyłki pisarskiej w tym pakiecie we wskazanych pozycjach?

Odpowiedź: Zamawiający wskazują, iż doszło do omyłki pisarskiej, wobec czego zmodyfikowano Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Cenowy, OPZ. Patrz zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Cenowy, OPZ w zakresie pakietu 18 poz. 1,3 (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

Pytanie nr 34

Pakiet 18 pozycja 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie:

W w/w pozycji Zamawiający wymaga dostawy produktu „Test ampulkowy biologiczny do tlenku etylenu z końcowym odczytem wyniku po 24h”. Wedle posiadanej wiedzy rynkowej testy ampulkowe biologiczne do Tlenku etylenu wymagają inkubacji przez 48 godzin. Czy wobec powyższego nie doszło do omyłki pisarskiej podczas tworzenia opisu? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu: Fiolkowy wskaźnik biologiczny do monitorowania procesów sterylizacji. Wskaźnik biologiczny z ostatecznym odczytem wyniku do procesów sterylizacji tlenkiem etylenu odczyt 48h. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repositionowalna nierwająca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona oryginalnym certyfikatem producenta Opakowanie 100 sztuk. Spełnia normy 11138-1, 11138-2.

Odpowiedź: Zamawiający wskazują, iż doszło do omyłki pisarskiej, Zamawiający w pakiecie 18 poz. 3 wymaga „Test ampulkowy biologiczny do tlenku etylenu z końcowym odczytem wyniku po 48 h”. Mając na uwadze powyższe zmodyfikowano Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Cenowy, OPZ w zakresie pakietu 18 poz. 3 (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

Nowy termin składania ofert do dnia 28.08.2026 roku do godz. 09:00.

Nowy termin otwarcia ofert dnia 28.08.2026 roku godz. 09:30.

Załącznikami do niniejszych odpowiedzi są zmodyfikowany SWZ oraz zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ.

Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.